




Зубные щетки Vitis® и их особенности



Монопучковый участок.



Чистящая поверхность разная для всех ситуаций.




Защитный колпачок из поликарбоната.



Головка стандартная-2,7 см
Головка укороченная-2,0 см.



Все щетинки специально обработаны, закруглены и не травмируют десны. Материал - Тунех®.



Ручка - ацетат пропионат целлюлозы. Волокно Тунех®. Ручка имеет рифленый силовой выступ для большого пальца.

Ежедневная гигиена. Обычная головка - 2,7 см

SOFT



Зубная щетка Vitis® Soft. Мягкая.

MEDIUM



Зубная щетка Vitis® Medium. Средняя жесткость.

HARD



Зубная щетка Vitis® Hard. Твердая.

JUNIOR



Зубная щетка Vitis® Junior. Для детей с 3-х лет, мягкая.

Ежедневная гигиена. Укороченная головка - 2,0 см

SOFT ACCESS



Зубная щетка Vitis® Soft Access.

MEDIUM ACCESS



Зубная щетка Vitis® Medium access. Средняя.

Специализированные зубные щетки

GINGIVAL



Зубная щетка Vitis® Gingival. Для пациентов с ослабленными деснами.

SENSITIVE



Зубная щетка Vitis® Sensitive. Чувствительные зубы и десны.

ORTHODONTIC



Зубная щетка Vitis® Orthodontic.

ULTRASOFT



Зубная щетка Vitis® Ultrasoft. Супер мягкая.

access ORTHODONTIC



Зубная щетка Vitis® Orthodontic Access. Для ортодонтических конструкций.

SURGICAL



Зубная щетка Vitis® Surgical. Используется после хирургических вмешательств. Супер мягкая.

MONOTIP



Зубная щетка Vitis® Monotip. Монопучковая зубная щетка.

Имплантологические зубные щетки

SULCULAR



Зубная щетка Vitis® Implant/Sulcular. Мягкая.

IMPLANT MONOTIP



Зубная щетка Vitis® Monotip. Монопучковая зубная щетка.

IMPLANT BRUSH



Зубная щетка Vitis® Implant Brush. Экстра мягкая.

IMPLANT BRUSH



Зубная щетка Vitis® Implant Angular. Экстра мягкая.



Зубные нити Скребок для языка

Зуб человека имеет пять поверхностей, однако при использовании только зубной щетки и пасты обрабатываются лишь три из них. Апроксимальные поверхности (стороны, соприкасающиеся с соседними зубами) наиболее подвержены отложению зубного налета, а значит и риску развития кариеса и заболеваний дёсен. Зубная щетка практически неэффективна на этих участках, так как её щетинки физически не могут проникнуть между зубами. Регулярное использование зубных нитей (флоссов) является прекрасным инструментом для чистки межзубных промежутков, которым можно пользоваться даже в течение дня для удаления остатков пищи. Зубные нити VITIS® изготовлены из прочного нейлона и покрыты воском для деликатного проникновения даже в узкие промежутки между зубами. Две формы плетения позволяют оптимально подобрать нужную нить: плоская нить TAPE - для узких межзубных промежутков и предрасположенности к скученности зубов; круглая нить FLOSS - расширяется при контакте со слюной и позволяет очистить даже пришеечные области. Каждая нить упакована в небольшой индивидуальный бокс с лезвием и плотной крышкой, что позволяет носить её с собой даже в кармане одежды.



VITIS® Floss FM, 50м
со фтором и мятой
Нить круглого сечения, расширяющаяся при контакте со слюной



VITIS® Tape FM, 50м
со фтором и мятой
Плоская нить для узких межзубных промежутков



Скребок для языка HALITA®

Предназначен для удаления налета с поверхности языка. Данная процедура способствует поддержанию нормальной микрофлоры в полости рта и свежему дыханию. Имеет два рабочих ребра: плоское - для чистки боковых поверхностей языка; ребро с выступом - для чистки корня языка и срединной щели.



Межзубные ершики interprox®

Межзубные ершики:

что это такое и для чего они нужны?

Очевидный факт, что для качественной гигиены полости рта ежедневное использование зубной пасты и щетки недостаточно - щетинки зубной щетки просто неспособны проникнуть между боковыми гранями зубов. А уж что говорить о людях, которые носят несъемные брекетты! А это значит, что в полости рта создаются все условия для развития бактерий, которые разрушают наши зубы, приводят к воспалению десен и неприятному запаху изо рта. На помощь приходят межзубные ершики! Благодаря тонкой и гибкой каркасной проволоке его головка проникает в самые труднодоступные места, а упругие микроскопические ворсинки удаляют слой мягкого зубного налета с остатками пищи. После такой чистки не только значительно сокращается размножение бактерий, но и улучшается кровообращение десен, что в совокупности подарит Вам здоровую и красивую улыбку.



Межзубные ершики INTERPROX® - это:

Европейское качество и долговечность за счет использования современных материалов и оригинальной системы изготовления;

Оптимальные размеры, два вида ручек и цветовая маркировка каждого размера ершика.

Конструкция:

Щетинки из нейлона последнего поколения Tynex® - не травмируют десна и оставляют на своей поверхности лишь 3% влаги, что снижает развитие бактерий на ершике;

Проволока, покрытая полиуретаном (пластмасса) - не царапает эмаль зубов и не травмирует десны;

Ручка из полипропилена - легкая и прочная;

Загнутый кончик ершика - обеспечивает легкое проникновение в узкие промежутки;

Два цветовых контура щетинок - белый цвет показывает кровоточивость десен, черный - извлеченный зубной налет;

Защитный колпачок - предохраняет ершик от загрязнения;

Цветовая маркировка - упрощает выбор ершика нужного размера.

Упаковка: 6 штук (4 штуки Interprox® Plus Maxi Conical)

Межзубные ершики interprox® Plus

Жесткая ручка, угол 90°

interprox® Plus



nano 0.7 supermicro 0.9 micro 1.1 mini 1.4 conical 1.7 maxi conical 2.3

Набор
ассорти
6 штук

Межзубные ершики interprox® 4G

Мягкая ручка с двумя точками изгиба, поворот на 360°

Проволока по всей длине ершика

Защитный колпачок может удлинять ручку (отсутствует в размере Maxi Conical)

interprox® 4G



nano 0.7 supermicro 0.9 micro 1.1 mini 1.4 conical 1.7 maxi conical 2.3



ООО «ДенРико Интернейшнл»

Your Health Care Partner

115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.11В,
БЦ "ПОЛЛАРС", 3 этаж
+7 (495) 913-66-14 e-mail: info@denriko.ru
www.dentaid-rus.ru www.denriko-shop.ru



DENTAID
Expertos en Salud Bucal

Чем мы чистим зубы?

